



**crownceram**

LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983

CLIENT  
05

Connectiques  
prothèse implantaire

# Piliers & barres implantaires sur mesure ANA.®

## Liste des connectiques disponibles



### 1. ANA.T® : Pilier Titane

› Restaurations : couronne unitaire et bridge scellé

### 2. ANA.TZ® : Pilier Titane-Zircone

› Restaurations : couronne unitaire et bridge scellé

#### Restaurations transvissées unitaires

› Couronne unitaire : COZ/FullZirCrown®/Provisoire/Enamic®

### 3. Restaurations transvissées unitaires

› Couronne unitaire : Métal/CCM

### 4. ANA.Barre® : Restaurations transvissées plures (direct implant)

› Restaurations transvissées : bridge CCM, Barres CoCr et Titane

### 5. ANA.Barre® : Restaurations transvissées plures (avec interface Titane)

› Restaurations transvissées : bridge céramo-céramique Zircone, bridge provisoire, bridge FullZirCrown®

### Liste des connectiques

### Disponibilité

MARQUE	GAMME	DIAMÈTRE PLATEFORME	UNITAIRE			PLURAL		3Shape TRIOS®
			1	2	3	4	5	
ALPHABIO <sup>TEC</sup>	NEO/SPI/ICE/DFI/ATID (Sauf NEO 3.2 et 3.5)	HI (fait avec Zimmer TSV 3.5)	x	x	x	x	x	x
		TCT				x	x	
		TSA				x	x	
ASTRA TECH	NEO/NICE OsseoSpeed™ 20 UniAbutment 45 UniAbutment	CHC		x			x	x
		3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0	x	x	x	x	x	x
						x	x	x
AVINENT	Coral HE / Ocean HE Coral HI / Ocean HI Transepitelial 4.8 Coral / Ocean	3.5 / 4.1 / 5.1	x	x		x	x	x
		3.5 / 4.1	x	x	x	x	x	x
		4.8				x	x	x
BIOMET 3I™	Certain® External	3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0	x	x	x	x	x	x
		3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0	x	x		x	x	x
BOTECH DENTAL	KONTACT	3.0		x				
		3.6	x	x				
		Multi-unit				x	x	
BRENT	Bis	3.6 / 3.9 / 4.4 / 5.4	x	x	x			x
CAMLOG	Screw-Line Bar Abutment	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0 / 6.0	x			x		x
		4.3 / 6.0				x		x
CAMLOG Original	Screw-Line Isy	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0 / 6.0		x				x
		3.8 / 4.4 / 5.2		x				x
DENTSPLY FRIADENT	Frialit® / Xive® Xive® Xive® MP	3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	x	x		x		x
		3.0 (Brown)	x			x		x
		3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5				x		x
EASY IMPLANT	Master / Ocean	3.3 / 3.75 / 4.25 / 4.75	x	x	x	x	x	
		Multi-unit				x	x	
MIS®	Seven Seven / Biocom	Narrow	x		x			x
		Standard / Wide	x	x	x	x	x	x

Une facturation additionnelle vous sera demandée pour les implants AlphaBio<sup>TEC</sup>, Biotech Dental, Brent, Camlog, Easy implant et Thommen.

\* : Toutes les barres implantaires avec interface Titane (5) ainsi que les ANA.Barre® (4) de plus de 3 éléments et 2 implants ne sont pas réalisables via une empreinte 3Shape TRIOS®.

La liste des connectiques et des composants prothétiques disponibles est amenée à s'enrichir régulièrement.

Si votre implant n'en fait pas encore partie, nous avons la possibilité de réaliser le travail sur pilier standard. Il vous suffit d'envoyer votre pilier en même temps que votre empreinte, de le préciser en commentaire, ou de nous demander simplement de le commander pour vous (délai supplémentaire à prévoir).

### LABORATOIRE CROWN CERAM

PARC D'ACTIVITÉS DU PAYS DE THANN  
760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER  
68700 ASPACH-MICHELBAACH  
☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

Origine France  
Garantie

Audité par  
BUREAU VERITAS  
Certification



Liste des produits sur  
otg.bureauveritas.fr

BVCert. 0012849

# PILIER ET BARRES IMPLANTAIRES

## Liste des connectiques disponibles

### Liste des connectiques disponibles (suite)

#### 1. ANA.T® : Pilier Titane

› Restaurations : couronne unitaire et bridge scellé

#### 2. ANA.TZ® : Pilier Titane-Zircone

› Restaurations : couronne unitaire et bridge scellé

#### Restaurations transvissées unitaires

› Couronne unitaire : CCZ/FullZirCrown®/Provisoire/Enamic®

#### 3. Restaurations transvissées unitaires

› Couronne unitaire : Métal/CCM



#### 4. ANA.Barre® : Restaurations transvissées plurales (direct implant)

› Restaurations transvissées : bridge CCM, Barres CoCr et Titane

#### 5. ANA.Barre® : Restaurations transvissées plurales (avec interface Titane)

› Restaurations transvissées : bridge céramo-céramique Zircone, bridge provisoire, bridge FullZirCrown®


LISTE DES CONNECTIQUES			DISPONIBILITÉ					
MARQUE	GAMME	DIAMÈTRE PLATEFORME	UNITAIRE			PLURAL		3Shape TRIOS®
			1	2	3	4	5	
NOBEL BIO CARE™	BrånemarkSystem®	NP / RP / WP	x	x		x	x	x
	Multi-unit System®	NP / RP / WP				x	x	x
	NobelActive™	3.0	x		x			x
	NobelReplace Select®	NP / RP / WP	x	x	x	x	x	x
STRAUMANN	Bone Level®	NC / RC	x	x		x	x	x
	Standard / Standard Plus / Tapered Effect	RN / WN	x	x		x	x	x
	Synocta Abutment External Connection	RN / WN	x	x		x	x	x
	Multibase	NC 3.5 / NC 4.5 / RC 4.5 / RC 6.5				x		x
TEKKA	In-Kone® Universal	4.6 / 5.6	x	x	x			
	Progress	3.4 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0	x	x	x			
THOMMEN	SPI PF	3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0	x			x		x
THOMMEN original®	SPI PF	3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0		x			x	x
ZIMMER	Tapered Screw-Vent®	3.5 / 4.5 / 5.7	x	x	x	x	x	x
	Tapered Abutment					x		x

Une facturation additionnelle vous sera demandée pour les implants AlphaBio<sup>tec</sup>, Biotech Dental, Bredent, Camlog, Easy implant et Thommen.

\* : Toutes les barres implantaire avec interface Titane (5) ainsi que les ANA.Barre® (4) de plus de 3 éléments et 2 implants ne sont pas réalisables via une empreinte 3Shape TRIOS®.

La liste des connectiques et des composants prothétiques disponibles est amenée à s'enrichir régulièrement.

Si votre implant n'en fait pas encore partie, nous avons la possibilité de réaliser le travail sur pilier standard. Il vous suffit d'envoyer votre pilier en même temps que votre empreinte, de le préciser en commentaire, ou de nous demander simplement de le commander pour vous (délai supplémentaire à prévoir).



#### LABORATOIRE CROWN CERAM

PARC D'ACTIVITÉS DU PAYS DE THANN  
760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER  
68700 ASPACH-MICHELBAACH  
☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

Origine France  
Garantie

Audité par  
BUREAU VERITAS  
Certification

Liste des produits sur  
otg.bureauveritas.fr



BVCert. 0012849