



crownceram

LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983

Prise de teinte & Maquillage

VOTRE INDICATION DE LA TEINTE SUR LA FICHE DE LABORATOIRE



Vita classical A1-D4



Vita 3D-Master



Chromascop - Ivoclar

VOTRE PRISE DE TEINTE

Trois exemples de prise de teinte.



Une photo envoyée à labo@crownceram.com affinera encore notre travail de précision. Merci de placer votre teintier au plus près de la dent, faisant apparaître sur la photo la référence de la teinte choisie.

NOTRE MAQUILLAGE PERSONNALISÉ SELON VOS CRITÈRES



Au sein de notre laboratoire, l'installation d'un écran au poste de maquillage permet de visualiser directement votre photo de prise de teinte pour être au plus près de la réalité.

Pour plus de précision, nous réalisons vos prothèses en céramique pressée ou usinée (selon le matériau choisi). Vos commentaires sur le maquillage sont essentiels pour un rendu esthétique de qualité de votre prothèse finale. Sur la fiche de laboratoire jointe à votre cas ou envoyée avec le 3Shape TRIOS®, vous indiquez votre choix de personnalisation de la prothèse.

Cela correspond à :



Léger :
sillons très légèrement colorés



Moyen :
sillons plus accentués et collet plus marqué



Soutenu :
forte coloration des sillons et du collet

Pour toute demande plus spécifique, merci de bien vouloir compléter la partie "observations" sur votre fiche de laboratoire.