



crownceram
LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983

CLIENT
05

Piliers & barres implantaires sur mesure ANA.®

Connectiques
prothèse implantaire

LISTE DES CONNECTIQUES DISPONIBLES

- 1. ANA.T® : Pilier Titane**
 - › Restaurations : couronne unitaire et bridge scellé
- 2. ANA.TZ® : Pilier Titane-Zircone**
 - › Restaurations : couronne unitaire et bridge scellé
 - Restaurations transvissées unitaires**
 - › Couronne unitaire : CCZ/FullZirCrown®/ Provisoire/Enamic®
- 3. Restaurations transvissées unitaires**
 - › Couronne unitaire : Métal/CCM
- 4. ANA.Barre® : Restaurations transvissées plurales (direct implant)**
 - › Restaurations transvissées : bridge CCM, Barres CoCr et Titane
- 5. ANA.Barre® : Restaurations transvissées plurales (avec interface Titane)**
 - › Restaurations transvissées : bridge céramo-céramique Zircone, bridge provisoire, bridge FullZirCrown®



LISTE DES CONNECTIQUES			DISPONIBILITÉ					
MARQUE	GAMME	DIAMÈTRE PLATEFORME	UNITAIRE			PLURAL		3Shape TRIOS®
			1	2	3	4	5	
ALPHABIO ^{TEC*}	NEO/SPI/ICE/DFI/ATID (Sauf NEO 3.2 et 3.5)	HI (fait avec Zimmer TSV 3.5)		X		X	X	X
		TCT (multi unit)		X		X	X	X
		TSA (multi unit)				X	X	X
	NEO/NICE	CHC		X			X	X
	NEO	CS		X			X	X
ANTHOGYR*	Axiom BL	Reg / Px	X	X	X			X
		Multiunit 4.0 / Narrow				X		
		Multiunit 4.8				X		
ASTRA TECH*	OsseoSpeed™	3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0	X	X	X	X	X	X
	20 UniAbutment					X	X	X
	45 UniAbutment					X	X	X
	EV	3.0 / 3.6 / 4.2 / 4.8 / 5.4	X					X
AVINENT	Coral HE / Ocean HE	3.5 / 4.1 / 5.1	X	X	X	X	X	X
	Coral HI / Ocean HI	3.5 / 4.1	X	X	X	X	X	X
	Transeptelial 4.8 Coral / Ocean	4.8				X	X	X
BIOMET 3I™	Certain®	3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0	X	X	X	X	X	X
	External	3.4 / 4.1 / 5.0 / 6.0	X	X	X	X	X	X
BIOTECH DENTAL*	KONTACT	3.0		X				X
		3.6 / 4.2 / 4.8 / 5.4	X	X				X
	Bis	3.6 / 3.9 / 4.4 / 5.4	X	X	X	X	X	X
BREDDENT*	Blue Sky / Sky classic	4.0		X				X
CAMLOG*	Screw-Line	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0 / 6.0				X		X
	Bar Abutment	4.3 / 6.0				X		X
CAMLOG Original*	Screw-Line	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0 / 6.0	X	X			X	X
	Isy	3.8 / 4.4 / 5.2		X			X	X
	Conelog Screw-Line	3.3 / 3.8 / 4.3 / 5.0	X	X			X	

LABORATOIRE CROWN CERAM
760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER
68700 ASPACH-MICHELBACH
☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

Origine France
Garantie

Audité par
BUREAU VERITAS
Certification

Liste des produits sur
dlg.bureauveritas.fr



BV Cert. 6012849

PILIER ET BARRES IMPLANTAIRE

Liste des connectiques disponibles

Liste des connectiques disponibles (suite)

Liste des connectiques			Disponibilité					
MARQUE	GAMME	DIAMÈTRE PLATEFORME	UNITAIRE			PLURAL		3Shape TRIOS®
			1	2	3	4	5	
DENTIUM	4.0	3.6 / 4.0	x		x			
	Multi Unit	3.6 / 4.0				x		
DENTSPLY FRIADENT*	Frialit® / Xive®	3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5	x	x		x		x
	Xive®	3.0 (Brown)	x			x		x
	Frialit® / Xive® MP	3.4 / 3.8 / 4.5 / 5.5				x		x
EASY IMPLANT*	Master / Ocean	3.3 / 3.75 / 4.25 / 4.75	x	x	x	x	x	x
	Multi-unit					x	x	
MIS®*	Seven	Narrow	x		x			x
	Seven / Biocom	Standard / Wide	x	x	x	x	x	x
	C1	Standard / Narrow / Wide	x	x			x	x
	V3	Standard / Narrow	x	x			x	x
	MULTI-UNIT	MU				x	x	x
NOBEL BIOACARE™	BrånemarkSystem®	NP / RP / WP	x	x	x	x	x	x
	Multi-unit System®	NP / RP / WP				x	x	x
	NobelActive™	3.0	x		x			x
	NobelReplace Select®	NP / RP / WP	x	x	x	x	x	x
STRAUMANN*	Bone Level®	NC / RC	x	x	x	x	x	x
	Bone Level®x	RB / WB		x			x	x
	Standard / Standard Plus / Tapered Effect	RN / WN	x	x	x	x	x	x
	Synocta Abutment External Connection	RN / WN	x	x		x	x	x
	Multibase	NC 3.5 / NC 4.5 / RC 4.5 / RC 6.5				x		x
	Premium Kohno	3.3 / 3.8 / 4.25 / 5.0 / 6.0	x	x		x	x	x
SWEDEN & MARTINA	Kohno TG M 4.8	3.3 / 3.8 / 4.25	x	x		x	x	x
	Kohno TG M 5.6	5.0	x	x		x	x	x
	In-Kone® Universal	4.6 / 5.6		x				x
TEKKA (GLOBAL D)*	Progress	3.4 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0	x	x	x			x
	SPI PF	3.5 / 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0	x	x		x	x	x
ZIMMER*	Tapered Screw-Vent®	3.5 / 4.5 / 5.7	x	x	x	x	x	x
	Tapered Abutment	3.5 / 4.5 / 5.7				x		x

Une facturation additionnelle vous sera demandée lors de l'utilisation de composants originaux (base titane, vis etc.).

* : Toutes les barres implantaire avec interface Titane (5) ainsi que les ANA.Barre® (4) de plus de 3 éléments et 2 implants ne sont pas réalisables via une empreinte 3Shape TRIOS®.

La liste des connectiques et des composants prothétiques disponibles est amenée à s'enrichir régulièrement. Si votre implant n'en fait pas encore partie, nous avons la possibilité de réaliser le travail sur pilier standard. Il vous suffit d'envoyer votre pilier en même temps que votre empreinte, de le préciser en commentaire, ou de nous demander simplement de le commander pour vous (délai supplémentaire à prévoir).



LABORATOIRE CROWN CERAM

760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER

68700 ASPACH-MICHELBAACH

☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

Origine France
Garantie

Audité par
BUREAU VERITAS
Certification

Liste des produits sur
old.bureauveritas.fr



BV/Cert. 6012849