



**crownceram**

LABORATOIRE DENTAIRE DEPUIS 1983

PRODUIT  
01

Adjointe résine

# Adjointe résine

## SOLIDITÉ & ÉLASTICITÉ ACCRUES

Faisant appel à des produits de haute qualité, tant sur le plan mécanique qu'esthétique, la prothèse adjointe en résine est une reconstruction fiable et avantageuse ayant une intégration parfaite.



### INDICATIONS

Partiel et complet résine

### FABRICANTS

Vita, Allemagne  
Heraeus Kulzer, Allemagne  
Ivoclar, Liechtenstein

### NORMES

Résine : CE 0123 / NF EN ISO 20795  
Dents Vita MFT : CE 0124 / NF EN ISO 22112  
Dents Pala Premium : CE 0197 / NF EN ISO 22112

### MATÉRIAU

Résine Probase Cold  
Dents Vita MFT et Pala Premium : PMMA hautement réticulé

### ZOOM SUR LE MATÉRIAU MELIODENT

Les performances fiables et durables de cette résine réside dans un additif entrant dans sa composition. Cet additif se lie intimement avec les autres composants pendant la polymérisation à basse température pour une solidité et une élasticité accrues. Cette résine polymérisable à basse température présente une résistance à la fracture plus élevée que les résines à froids existantes.

- **Extrême longévité** grâce à une structure de surface homogène
- **Très grande stabilité de la teinte**
- **Excellente tolérance tissulaire,** biocompatibilité certifiée
- **Excellente adhésion à la dent artificielle**



### LABORATOIRE CROWN CERAM

760 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER  
68700 ASPACH-MICHELBAACH

☎ 03 89 57 67 22

WWW.CROWNCERAM.COM - INFO@CROWNCERAM.COM

Origine France  
Garantie

Audité par  
BUREAU VERITAS  
Certification



Liste des produits sur  
old.bureauveritas.fr



BVCert. 0012849

CC-MKTFFP1ADU-2020-V2