


Connexion avec 3Shape


COMMENT ÇA MARCHE ?

Etape 1 : Rendez-vous sur <https://portal.3shapecommunicate.com> et connectez-vous à votre compte.

Etape 2 : Cliquez sur l'onglet **Connections** (a) puis sur **Add Connection** (b).



Etape 3 : Tapez «**CROWNCERAM**» (tout attaché).



Etape 4 : Choisissez la gamme ou le produit concerné.

<p>Laboratoire Crown Ceram - Gamme Innovation 3shape@crownceram.com 760 rue Auguste Scheurer Kestner, Aspach Michelbach, France 03 89 57 67 22</p>		}		<p>Gamme Innovation France</p>	
<p>Crown Ceram Planification Implantaire planification@crownceram.com 760 rue Auguste Scheurer Kestner, Aspach Michelbach, France +33389576722</p>		}		<p>Planification implantaire</p>	
<p>3DRPD Europe 3drpd europe@crownceram.com 760 rue Auguste Scheurer Kestner, Aspach-Michelbach, France 03 89 57 67 22</p>		}		<p>Châssis métallique 3DRPD®</p>	

Cheez.fr
cheez@crownceram.com
760 rue auguste Scheurer Kestner, Aspach Michelbach, France
+33 3 89 57 67 22



Aligneurs Cheez®



Laboratoire Crown Ceram - Gamme ACCESS
eo.access@crownceram.com
196 boulevard Pereire, Paris, France
01 42 12 00 82



Gamme Access Import

L'Atelier Strasbourg Crown Ceram
eo.latelier.strasbourg@crownceram.com
10 rue de Mulhouse, Strasbourg, France
0388848010



Laboratoire
de proximité
à Strasbourg



Etape 5 : La gamme ou le produit sélectionné, cliquez ensuite sur **Connect** :

Cancel

Connect



Une fois que le laboratoire a accepté la demande, vous pouvez nous envoyer vos prochains travaux à l'email concerné.