


Connexion avec Medit


COMMENT ÇA MARCHE ?

Etape 1 : Rendez-vous sur www.meditlink.com et connectez-vous à votre **compte**.

Etape 2 : Dans la barre d'outils à gauche, cliquez sur **Partners**.



Etape 3 : Vous pouvez ensuite chercher «CROWNCERAM» (tout attaché) dans le moteur de recherche.



Etape 4 : Choisir le laboratoire que vous souhaitez entre :

- Crown Ceram à **Aspach Michelbach** : pour la gamme française **INNOVATION**.
- Crown Ceram à **Paris** : pour la gamme d'import **ACCESS**.
- L'Atelier à **Strasbourg** : laboratoire de proximité

Faire ensuite une demande de partenariat.

4

CROWN CERAM

Laboratoire Crown Ceram - Gamme Innovation
Aspach Michelbach, France
[68700] 760 rue auguste Scheurer Kestner

Partenariat: 2021-04-23 [Contrat en attente](#)

Planification implantaire
Gamme Innovation France
Aligneurs Cheez®

Laboratoire Crown Ceram - Gamme Access

Laboratoire Crown Ceram - Gamme Access
Paris, France
[75017] 196 Boulevard Pereire

Partenariat: 2021-05-04 [Demande de contrat](#)

Gamme Access Import

l'Atelier
LABORATOIRE DENTAIRE

l'Atelier - Laboratoire dentaire Strasbourg

l'Atelier - Laboratoire dentaire Strasbourg
Strasbourg, France
[67100] 10 rue de Mulhouse

[Demander un partenariat](#)

l'Atelier Laboratoire de proximité à Strasbourg



Une fois que le laboratoire a accepté la demande, le statut passe en «demande de contrat». Ce statut signifie que la demande est validée et ce statut ne changera plus.

Une fois la connexion établie, vous pouvez nous envoyer vos travaux.